



## Coolief 疼痛管理用高周波システム 消耗品新旧対照表

2023年11月

変更点	新	旧
① プローブ角度変更	90°Cタイプ  A new probe with a blue cable and a 90-degree angled tip. A red dashed circle highlights the probe tip.	0°Cタイプ  An old probe with a black cable and a 0-degree angled tip. A red dashed circle highlights the probe tip.

変更点	新	旧
② IV スパイクへの 変更（循環水）	<p>生理食塩水等のバックに IV スパイクを接続し使用。 クランプ付属。</p> 	<p>ビュレットに生理食塩水等の循環水を直接注入し使用。</p> 

※ 使用目的、希望小売価格の変更はございません

- ・ 製造販売元：アバノス・メディカル・ジャパン・インク
- ・ 販売名：Coolief 疼痛管理用高周波システム
- ・ 一般的名称：焼灼術用電気手術ユニット
- ・ 承認番号：30400BZX00198000

【販売代理店】

オーソベントス株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-2-29

電話番号：03-6868-8639

Fax 番号：03-6272-3668