

Geko T3 低周波治療器



※ 本品の装着イメージ図

About Geko T3 低周波治療器



OnPulse™ 神経筋電気刺激技術

Geko T3 低周波治療器による経皮的電気刺激は、疼痛治療にお役立ていただけます。

Geko T3 低周波治療器は腕時計サイズで膝などに装着して使用します。

バッテリー内臓で最長30時間連続駆動します（オン/オフ可能）。腓骨神経を優しく刺激することで、ふくらはぎの筋肉ポンプ機能を活性化します。

Zero 10g

電源コードなし

重さはわずか10g

作動音なし

スピーディな装着

Ordering Info.

JAN/EAN	品番	製品名	規格	入り数
04595056033042	T3FE02-U	Geko T3 低周波治療器 ユーザーガイド付	2個入/袋	1袋
05060294771210	T3FE02	Geko T3 低周波治療器	2個入/袋	1袋
05060294771227	T3FE02-25	Geko T3 低周波治療器 箱	2個入/袋	25袋

医療機器認証番号：307ACBZX00005000



製造販売業者

オーソVENTUS株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2-29
オーセンティック半蔵門4階

Tel : 03-6868-8639

Fax : 03-6272-3668

外国製造業者

Sky Medical Technology Limited, also
trading as Firstkind Limited