

2026 年 4 月 吉日

お客様各位

オーソペントス株式会社
代表取締役 中澤 義明

人工骨頭システム販売開始のご案内

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社では 2026 年 4 月 14 日より新製品の Infinity Head システムの販売を開始させて頂く運びとなりましたのでご案内申し上げます。

今後ともオーソペントス株式会社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

発売日：2026 年 4 月 14 日弊社出荷より

製品名：Infinity Head システム
(販売名：Infinity Head システム)

特 長：

- 高度に研磨された 316LVM ステンレススチール製シェル
- XLPE ロッキングリングとチタンワイヤーでスナップイン機構を実現
- フェモラルヘッド：Ø22MM と Ø28MM の 2 サイズ
- アウターヘッド：Ø38MM ～ Ø59MM の幅広いサイズバリエーション

製品リスト、希望小売価格につきましては別紙をご参照ください。

製品に関するお問い合わせ：弊社営業担当/インプラント事業部 TEL:03-6868-8639

以上

製品名 : Infinity Head バイポーラカップ

カタログ No.	規格	償還価格	希望小売価格	JAN コード	償還分類
111-61-2238	サイズ 22/38	96,100	105,710	9348215150259	HB-8
111-61-2239	サイズ 22/39			9348215150266	
111-61-2240	サイズ 22/40			9348215150273	
111-61-2241	サイズ 22/41			9348215150280	
111-61-2842	サイズ 28/42			9348215150303	
111-61-2843	サイズ 28/43			9348215150310	
111-61-2844	サイズ 28/44			9348215150327	
111-61-2845	サイズ 28/45			9348215150334	
111-61-2846	サイズ 28/46			9348215150341	
111-61-2847	サイズ 28/47			9348215150358	
111-61-2848	サイズ 28/48			9348215150365	
111-61-2849	サイズ 28/49			9348215150372	
111-61-2850	サイズ 28/50			9348215150389	
111-61-2851	サイズ 28/51			9348215150396	
111-61-2852	サイズ 28/52			9348215150402	
111-61-2853	サイズ 28/53			9348215150419	
111-61-2854	サイズ 28/54			9348215150426	
111-61-2855	サイズ 28/55			9348215150433	
111-61-2856	サイズ 28/56			9348215150440	
111-61-2857	サイズ 28/57			9348215150457	
111-61-2858	サイズ 28/58			9348215150464	
111-61-2859	サイズ 28/59			9348215150471	

医療機器製造販売承認番号 : 30800BZX00060000

高度管理医療機器 Ⅲ

JMDN コード : 33704000

製品名：Signature CoCr ヘッド

カタログ No.	規格	償還価格	希望小売価格	JAN コード	償還分類
111-152-001	22mmS	80,800	88,880	9348215017880	HF-6
111-152-002	22mmM			9348215017897	
111-152-003	22mmL			9348215017903	
111-152-011	28mmS			9348215001650	
111-152-012	28mmM			9348215001667	
111-152-013	28mmL			9348215001674	

医療機器製造販売承認番号：30800BZX00060000

高度管理医療機器 Ⅲ

JMDN コード：33704000